


































短直和弯曲加长手持件的短吸头









吸头	手持件	前壳	用途
 <p>MXA-D212 1.9mm标准, 短 工作长度* = 3in.</p>	 <p>CFSX6-H221 / H321 CFSX6-H222 / H322</p>	 <p>CFSM6-H185 CFSM6-H175</p>	一般软组织或钙化组织切除；(大组织体积)
 <p>MXA-D214 1.6mm 微型, 短 工作长度* = 31/2in.</p>	 <p>CFSX6-H221 / H321 CFSX6-H222 / H322</p>	 <p>CFSM6-H185 CFSM6-H175</p>	更小孔更精确地去除组织 (软钙化组织)
 <p>MXA-D216 1.1mm, 精密, 短 工作长度* = 33/8英寸。</p>	 <p>CFSX6-H221 / H321 CFSX6-H222 / H322</p>	 <p>CFSM6-H185 CFSM6-H175</p>	用于最精确组织去除的最小孔径 (靠近关键结构)
 <p>MXA-D230 1.9mm, 缺口, 标准, 短 工作长度* = 3 英寸。</p>	 <p>CFSX6-H221 / H321 CFSX6-H222 / H322</p>	 <p>CFSM6-H185 CFSM6-H175</p>	一般软钙化组织去除；尤其是致密纤维组织
 <p>MXA-D234 2.6mm, 微距, 短 工作长度* = 3in.</p>	 <p>CFSX6-H221 / H321 CFSX6-H222 / H322</p>	 <p>CFSM6-H185 CFSM6-H175</p>	一般的钙化组织切除; (大组织体积/普外科)

短直手持件的长吸头

吸头	手持件	前壳	用途
 <p>MXA-D218 1.9 mm 标准, 长弯曲 加 工作长度* = 71/4in.</p>	 <p>CFSX6-H221 / H321</p>	 <p>CFSM6-H185</p>	一般软钙化组织切除；(大组织体积/普外科)
 <p>MXA-D224 1.1mm精度, 长弯 工作长度* = 63/4in.</p>	 <p>CFSX6-H221 / H321</p>	 <p>CFSM6-H183</p>	弯曲的, 最小的孔, 用于最精确地去除关键结构附近的组织
 <p>MXA-D226 1.6mm微型, 长弯 工作长度* = 7 英寸</p>	 <p>CFSX6-H221 / H321</p>	 <p>CFSM6-H183</p>	弯曲的小口径, 用于精确去除组织 (软钙组织)
 <p>MXA-D228 1.9mm标准, 长弯 工作长度* = 71/4in.</p>	 <p>CFSX6-H221 / H321</p>	 <p>CFSM6-H183</p>	弯曲、一般软组织或钙化组织切除 (大组织体积/普外科)
 <p>MXA-D232 深度接入探头 1.9mm标准, 长带刚性套筒 工作长度* = 5.43 英寸</p>	 <p>CFSX6-H221 / H321</p>	 <p>CFSM6-H185</p>	从受限手术部位去除一般软钙化组织
 <p>MXA-L002 腹腔镜探头 1.9mm标准长, 可重复使用(6) 更换护套尖端 工作长度* = 11.80 英寸</p>	 <p>CFSX6-H221 / H321</p>	 <p>CFSM6-H190</p>	腹腔镜软钙化组织切除术

*使用短直 (CFSX6-H221) 从典型的食指位置到探头末端的近似距离。

†并非在所有市场都可用。检查可用性。

用于短直手持件的 Osteo Sculpt 骨剃刀					
吸头		手持件	前壳	用途	
		MXA-5002 3.6mmx160° 标准, 短 工作长度* = 3 英寸	 CFSX6-H221 / H321	 CFSM6-H185	用于骨雕刻或解剖
		MXA-5004 1.8mmx1.3mm微型, 长弯 工作长度* = 63/4in.	 CFSX6-H221 / H321	 CFSM6-H183	用于骨雕刻或切除术 (微创锁孔入路)

*使用短直手柄 (CFSX6-H221) 从典型的食指位置到探头末端的近似距离。



如果您想了解更多信息或想评估 SonicOne O.R. , 请通过 +1.631.694.9555 联系我们

1938 NEW HWY, FARMINGDALE, N.Y. 11735 | +1.631.694.9555 +1.631.694.3285 FAX

MISONIX, INC. | NASDAQ SYMBOL. MSON | MISONIX.COM

参考资料可应要求提供, 并请参阅公司办公室。