

刀头在手术中的应用

产品	方法	步骤	注释和评论
10mm & 20mm Std. (MXB-10 & MXB-20)	开放 迷你开放	椎板切除术 椎板切开术 椎间孔切开术 显微椎间盘切除术 TLIF/PLIF 小面切除术	标准探头 主力——最高效 10mm=更快的切割 选择性迷你开放式...不全
10mm & 20mm LC (MXB-10LC & MXB-20LC)	管状牵开器刚性管	椎板切除术 椎板切开术 椎间孔切开术 显微椎间盘切除术 TLIF/PLIF 小面切除术	更长的工作长度 增加可见度 考虑暴露的组织管状牵开器有经验的用户 – 较少的控制 <u>推荐管:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 18-22 毫米直径 • +8 厘米长度 • 刚性管
10mm MIS 20mm MIS Micro Hook MIS (MXB-MIS-10, MXB-MIS-20LCRS, MXB-MIS-S1)	开放 迷你开放 管状牵开器刚性管	椎板切除术 椎板切开术 椎间孔切开术 显微椎间盘切除术 TLIF/PLIF 小面切除术	保护非目标组织最通用的产品选项 允许远端夹持位置 <u>推荐管:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 22-26mm直径 • 6-8cm长度 • 可扩展/NuVasiveTubes